

# Maquina de Compresion 200Ton

Maquina para ensayes de compresion para uso en campo y laboratorio de 2000 Ton de capacidad. 110v. 60 Hz. Monofasico

# **Descripcion general**

Esta maquina ha sido diseñada para uso tanto en obra como en laboratorio, para ejecutar ensayos de compresion en cubos de hormigon de hasta 150 mm y cilindros de hasta 160 x 320 mm. 2000Ton de capacidad para ensayos de compresion bajo norma ATSM C39 de gran rigidez para cilindros de 4"x8", 6"x12", 150x300mm y 160x320mm.

Unidad Hidraulica Antares1, Unidad de adquisicion de Procesamientos de datos de cuatro canales(1 canal Fuerza, canal 2 y 3 con posibilidad para mod. elastico y mod. Poisson). Placas de 165mm de Diametro, luz vertical maxima 405mm.

## Versatilidad

La prensa de compresión de 200 Ton marca Antares se fabrica bajo los mas altos estandares de calidad y ofrece la posibilidad de ser un equipo escalable con lo que no solamente esta preparada para hacer ensayes de compresión simple, adicionalmente con los accesorios necesarios. Cuenta con la precisión y sensibilidad para realizar ensayos en escala baja y alta como serian Flexión en vigas de concreto, flexión en vigas de mortero en sayes para cubos de mortero ensaye brasileño y tiene la posibilidad de con los sensores adecuados para realizar ensayes con lecturas base para modulo elástico y modulo poisson.

### Medidas de Seguridad

- -Valvula de presion maxima
- -Sistema de seguridad para evitar la salida del piston
- -switch de limite de carga del piston

# Especificaciones

Capacidad de carga en compresion (Ton): 200

Distancia entre paredes (mm): 305

Dureza de placa: RW-56

Recorrido maximo del piston (mm): 50

Proteccion contra esquirlas

**Dimensiones:**  $977(h) \times 370(l) \times 300(a)$ mm

Peso aprox.: 535 kg



Mod. MU 2000

# **Software**

El software suministrado es una valiosa herramienta que permite manejar la informacion generada de fuerza y desplazamientos y generar los reportes de cada ensaye para su visualizacion posterior en formato compatible con excel.